

medi



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



4



2



5



3



6

# Epicomed

## Назначение

Epicomed представляет собой локтевой бандаж. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения локтевого сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

## Показания

Латеральный и медиальный эпикондилиты

- Вывих в локтевом суставе
- Выпот в суставе и его отек вследствие артрита или остеоартрита
- «Локоть теннисиста», «локоть игрока в гольф»
- Хроническое послеоперационное или посттравматическое воспаление

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены. Следует проконсультироваться у врача перед применением изделия в следующих случаях:

- Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная температура, опухоль или покраснение).
- Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья или кисти.
- Нарушения лимфатического оттока и опухоли мягких тканей ноги неизвестного происхождения.

Также следует проконсультироваться

с доктором в случае, если Вы собираетесь комбинировать Epicomed с другими компрессионными изделиями. В принципе, биндажи и ортезы, прилегающие к туловищу слишком плотно, могут быть причиной местного сдавления тканей, либо, что бывает значительно реже, сужения кровеносных сосудов или ущемления нервов.

## Принцип действия

Компрессионная ткань и силиконовые вкладыши массируют область сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека и гематом. Дополнительный фиксирующий ремешок уменьшает мышечное и сухожильное напряжение в области надмыщелков.

Для максимального лечебного эффекта Epicomed следует носить регулярно и сочетать с физическими упражнениями. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача.

Бандаж можно использовать, находясь в воде, после чего его следует тщательно прополоскать в чистой воде и высушить на воздухе.

## Рекомендации по надеванию

- Перед надеванием бандажа расстегните застежку-липучку на

удерживающем ремешке. Возьмите бандаж за верхний край. Надевайте бандаж через кисть и предплечье.

Натяните бандаж на локоть так, чтобы «зона комфорта» располагалась над локтевым сгибом. Бандаж занял правильное положение, если шов на внешней стороне бандажа проходит по середине локтя, а наружный и внутренний надмыщелки можно прощупать через отверстия в силиконовых вкладышах (рис. 1-5).

- Удерживающий ремешок позволяет индивидуально регулировать уровень давления на мышцы. Это особенно удобно, если Вы регулярно совершаете движения в локтевом суставе по время работы или занятий спортом. Застежка-липучка обеспечивает простоту манипуляций с ремешком, даже когда бандаж уже надет (рис. 6).

### **Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### **Состав**

Полиамид, полиэстер, эластан

### **Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### **Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!

---

### **Рекомендации по уходу**

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.

