

medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

circaid® non slip padding

circaid non slip padding -
подкладочный
материал, предназначенный для
предотвращения соскальзывания
компрессионных бандажей circaid.
circaid non slip padding можно носить
непосредственно на тело.

Утилизация









Утилизировать с бытовыми отходами.
К изделиям не применяются
специальные требования по
утилизации.

Состав материала

circaid non slip padding:
100% Полиуретан

Рекомендации по стирке

Изделие circaid non slip padding
следует стирать вручную и сушить, не
отжимая. Природа материала такова,
что к нему будут прилипать
посторонние частицы. Используйте
пинцет, чтобы удалить посторонние
частицы, которые остаются после
стирки, потому что они будут снижать
эффективность материала с течением
времени.

-
-  Ручная стирка
 -  Не отбеливать
 -  Сушить, не отжимая
Не стирать в машине
 -  Не гладить
 -  Не применять химчистку
 -  Не отжимать
-

Указания по моделированию

Моделирование изделия circaid non
slip padding (для использования с
компрессионными изделиями circaid)

Шаг 1.

Разверните изделие circaid non slip
padding и положите его на ровную
поверхность. Позаботьтесь о том,
чтобы выбрать чистую поверхность,
так как материал притягивает
ворсинки.

Разверните снабженные липучкой
концы компрессионного изделия.
Поместите компрессионное изделие
или его часть (как правило,
прилегающую к бедру), поверх circaid
non slip padding, черной стороной
материала вверх.

Примечание.

Избегайте контакта подкладочного
материала circaid non slip padding с
застежками-липучками. Застежки-
липучки могут повредить
подкладочный материал, а его волокна
ухудшат рабочие свойства застежек-
липучек.

Шаг 2.

Используя компрессионное изделие
circaid в качестве шаблона, сделайте
разрез через подкладочный материал
circaid non slip padding. Используйте
внешний край застежек-липучек в

качестве ориентира.

Позаботьтесь о том, чтобы не разрезать компрессионное изделие circaid, так как в этом случае гарантия производителя теряет силу.

Шаг 3.

При необходимости, обрежьте подкладочный материал circaid non slip padding вдоль верхнего и нижнего края изделия компрессионного изделия circaid, чтобы свести к минимуму излишек материала.

Надевание circaid® non slip padding

Шаг 1.

Оберните подкладочным материалом circaid non slip padding часть конечности, на которую будет надето компрессионное изделие (например, бедро). Подкладочный материал следует накладывать непосредственно на кожу; накладывать его поверх носка circaid sock или внутреннего лайнера circaid undersleeve неэффективно.

Шаг 2.

Оберните излишки материала вокруг конечности, чтобы закрепить его на месте. Материал будет слипаться; лейкопластырь и другие клеящиеся материалы не нужны.

Шаг 3.

Наденьте компрессионное изделие поверх подкладочного материала circaid non slip padding. Позаботьтесь о том, чтобы застежки-липучки не прилипли к материалу. Все застежки-липучки должны быть полностью закреплены на изделии. Если липучки запутаются в подкладочном материале, они могут его повредить, а также ухудшить свои адгезивные свойства.

Примечание.

Это изделие не предназначено для детей в возрасте до семи лет.

Размер.

18x60 дюймов \ 45x 152 см