

**medi**



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

## circaid® undersleeve & undersocks

---

Внутренний лайнер circaid undersleeve leg - трубчатое трикотажное изделие для нижней конечности, предназначенное для использования под компрессионные биндажи circaid. Внутренний лайнер повышает комфорт и переносимость компрессионных биндажей.

Внутренний лайнер circaid socks - трикотажное изделие, предназначенное для использования под компрессионные изделия circaid, для повышения комфорта и переносимости.

---

### Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К изделиям не применяются специальные требования по утилизации.

### Состав материала

circaid undersleeve lower leg  
внутренний лайнер на область голени

circaid undersleeve whole leg  
внутренний лайнер на область нижней конечности  
94% Хлопок  
6% Эластан

circaid undersleeve/  
undersocks lower leg silver  
внутренний лайнер/  
внутренний лайнер (носок) на  
область голени с серебром  
circaid undersleeve/  
undersocks whole leg silver  
внутренний лайнер/  
внутренний лайнер (носок) на  
область нижней конечности с  
серебром  
91% Полиэстер  
5% Нейлон с покрытием,  
содержащим серебро  
4% Эластан

circaid undersocks lower leg  
внутренний лайнер (носок) на  
область голени  
circaid undersocks whole leg  
внутренний лайнер (носок) на  
область нижней конечности  
94% Хлопок  
6% Эластан

circaid undersocks lower leg  
cotton terry внутренний лайнер  
(носок) на область голени с  
содержанием махровой ткани  
circaid undersocks whole leg  
cotton terry внутренний лайнер  
(носок) на область нижней  
конечности с содержанием  
махровой ткани  
94% Хлопок  
6% Эластан






circaid undersocks lower leg  
extra wide внутренний лайнер  
(носок) на область голени  
широкий  
circaid undersocks whole leg  
extra wide внутренний лайнер  
(носок) на область нижней  
конечности широкий  
94% Хлопок  
6% Эластан



Изделие не содержит латекс.

## Рекомендации по стирке

---

-  Машинная стирка, в теплой воде
  -  Не отбеливать
  -  Сушить в сушильной машине при невысокой температуре
  -  Не гладить
  -  Не применять химчистку
- 

## Примечания

Данное изделие не обеспечивает терапевтическую компрессию.

Существуют следующие ограничения по объему конечности при использовании изделий:

circaid undersleeve lower leg подходит для конечностей с окружностью до 25 дюймов / 64 см.

circaid undersleeve whole leg подходит для конечностей с окружностью до 25 дюймов / 64 см.

circaid undersleeve lower leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid undersleeve whole leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid undersocks lower leg подходит для конечностей с окружностью до 31 дюймов / 79 см.

circaid undersocks whole leg подходит для конечностей с окружностью до 31 дюймов / 79 см.

circaid undersocks lower leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid under socks whole leg silver подходит для конечностей с окружностью до 28 дюймов / 71 см.

circaid undersocks lower leg cotton terry подходит для конечностей с окружностью до 36 дюймов / 91 см.

circaid undersocks whole leg cotton terry подходит для конечностей с окружностью до 36 дюймов / 91 см.

circaid undersocks lower leg и circaid socks whole leg extra wide подходят для конечностей с окружностью до 59 дюймов / 150 см.

circaid reduction kit undersleeves подходит для конечностей с окружностью до 49 дюймов / 125 см.

---