

medi



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

# protect.Collar soft

---

## Назначение

protect.Collar soft представляет собой Головодержатель. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения грудного отдела позвоночника; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

---

## Показания

- Болевой синдром в области шеи
- Шейный артроз
- Кривошея
- Последствия «хлыстовой травмы»
- Гипермобильность шейных позвонков
- Дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены при условии использования согласно инструкции.

## Механизм действия

Стабилизация шейного отдела позвоночника с эффектом согревания и опоры. Ограничение движений.

---

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.
  - Не отбеливать.
  - Сушить на воздухе.
  - Не гладить.
  - Не подвергать химической чистке.
- 



## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

## Состав материала

Пенистый полиуретан, хлопок

**Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.