


Hypertension



Human Fever



Asthma



Flexible Heating



EN Explanation of symbols

- ① Read the instructions carefully before using this device.
- ② Do not use folded or rucked.
- ③ Do not insert needles.
- ④ Not to be used by very young children (0 - 3 years).

RU Пояснение символов

- ① Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.
- ② Не используйте в сложенном состоянии или если на приборе много складок.
- ③ Не вставляйте иголки.
- ④ Не подходит для детей от 0 - 3 лет.

Производитель:

Microlife AG
Eспенstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
www.microlife.com

Место производства:

Ongain Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., 16
Jiayi Industrial Area, Zhangqi Road, Guanlan
Street, Baoan District, Shenzhen, China



Грелки электротерапевтические медицинские FH 80 / FH 200 / FH 422

EN → 1
RU → 7

Инструкция по эксплуатации

IB.FH.all.EN.RU.2019


- **Destination:** the medical heating pad FH 80, FH 300 is for warming the human body.
- **Application scope:** This device is not intended for medical use in hospitals. For household use only.
- **To avoid any risk of electric shock when using the pad please observe the following:**
 - Do not use if wet. If the pad has become damp or wet, completely dry the pad before use.
 - Only use the pad in dry rooms, not e.g. in the bathroom.
 - Check that the pad is undamaged each time before use, i.e. do not use it if there is visible damage to the hand control, switches, plug or the pad itself.
 - Do not insert pins or other sharp objects.
- **To avoid overheating:**
 - Do not leave the pad switched on unsupervised; switch it off when you leave the room.
 - Do not use the pad while folded.
 - Avoid creasing the pad.
 - **Do not cover the hand control!** To ensure that the hand control functions correctly, do not place it on or under the heating pad or cover it with other objects.
 - The cable should not be wound around the hand control.
- **Do not use on a person incapable of movement, a baby, a person insensitive to heat, or animals.** Do not let children play with the device.
- **Ensure that children do not use this device unsupervised.** Children under 8 years of age must not use this device unless a parent or guardian has set the control to the lowest temperature setting 1.
- This device may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the device safely and have understood the resulting dangers.
- **Excessive application at a high setting can result in skin burns.**
- **When the device is likely to be used for an extended period, i.e. by the user falling asleep,** controls should be adjusted to a setting recommended for continuous use.
- **Examine the device frequently for signs of wear or damage.** If there are signs of wear or damage or the device has been misused, please contact the manufacturer or authorised agent prior to any further use.
- **If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised agent or similarly qualified persons in order to avoid any hazards.**
- **Do not attempt to open or repair the device yourself.** Special tools are required to re-assemble the device.
- **Allow the device to cool down before folding and storing it in a dry place.** Do not place heavy objects on it to prevent buckling.

⚠ Not suitable for children between 0-3 years! Children under 3 years of age are unable to respond to overheating.

1. Contraindications

This device emits very weak electrical and magnetic fields which may disturb the function of your cardiac pacemaker. Therefore, we recommend you to consult your physician and the manufacturer of your cardiac pacemaker before using this device.

2. How to Use a Microlife Heating Pad



- ① Soft fabric cover – removable and machine washable. Fastener.
- ② Hand control with slider for heat settings and ON indicator.
- ③ Pad

⚠ WARNING: Never use the pad without the cloth cover. Allow some air circulation between the pad and skin during use.

1. Put the cloth cover ① on a flat surface. Open the fastener.
2. Insert the pad ③ completely into the cover, fitting one side at a time. Make sure the cable and hand control ② remain outside the cover.
3. The pad will lie flat, filling the entire cover. Close fastener.
4. Plug into a 220-240 volt AC mains socket and set the hand control to the desired heat setting using the slider.
 - Select the temperature setting on the slider – this switches on the heat pad. An indicator will illuminate, showing that the appliance is connected to the power supply and is switched on.
 - Setting 1 is recommended for continuous use.
 - The pad is switched off by moving the slider to the «0» position. The indicator light will then turn off.
5. Apply the heating pad to a necessary part of the body.
6. **The hand control will automatically turn off the heater after approximately 90 minutes,** then the indicator light will flash until reset or turn off. To reset the timer and start a further heating period, move the slider to the off «0» position and then back to the desired heat setting.
7. Unplug when finished.

3. Cleaning Instructions

⚠ WARNING: Always unplug the power cable from the mains socket before undertaking any cleaning of the product.

1. The cover can be machine washed after removal from the pad according to the washing instructions given on the cover.
2. The pad must **not** be machine washed or dry-cleaned. The FH 80, FH 300 (PVC surface) can be cleaned by using a soft damp cloth.
3. Do not allow the hand control to get wet. Do not use any detergents or solvents as they may damage the device.
4. Never hold the hand control under water. Otherwise moisture may enter the hand control and cause damage.
5. Check the hand control for signs of damage. Dry the pad and its fabric cover completely before switching it on again.

👉 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. Explanation of Symbols

Wash at 40 °C!

Do not iron!

Do not wash!

Do not dry-clean!

Bleaching not permitted!

Tumble-dry!

Iron at low temperature!

Do not dry in the tumble dryer!

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Class II equipment

Lot number

FH 80 FH 422

Name of Purchaser /
Ф.И.О. покупателя

Serial Number /
Серийный номер

Date of Purchase /
Дата покупки

Specialist Dealer /
Специализированный дилер

 Manufacturer



Operating temperature restriction
5 - 40 °C



Storage temperature restriction
-5 - +40 °C

Storage

5. Guarantee

This product is guaranteed for **2 years** from the date of purchase. This guarantee covers the hand control, cable, and the pad itself.

This guarantee does not cover incorrect use, accidents or damage resulting from failure to follow instructions, or modifications to the device not carried out by the manufacturer.

The guarantee is only valid upon presentation of the guarantee card completed by the dealer.

6. Technical Specifications

Model: FH 80, FH300

Voltage: 220 - 240 V

Power: 100 W

Operating temperature: 5 - 40 °C

Storage temperature: -5 - +40 °C

Frequency: 50 Hz

Included accessories: Removable cover, heating pad with hand control, instruction manual, guarantee card, packaging

Technical alterations reserved.

7. www.microlife.com

Detailed user information about our products and about our services can be found at www.microlife.com.

Date of production marked on the pad:

Lot number: mm/yyyy.

Date of production: (month/year): mm/yyyy.

Disposal

For disposal of products, please contact the specialized organizations authorized to conduct disposals in accordance with the legislation of the Russian Federation.

Standards compliance:

Declaration of conformity

- **Destination:** the medical heating blanket FH 422 is for warming the human body.
- **Application scope:** This device is not intended for medical use in hospitals: For household use only.
- **Use the heating blanket as under blanket only:**
 - The device is only to be used with the original hand control FH 422.
 - **Do not use if wet.** Before use, damp or wet heating blankets must be dried thoroughly.
 - **Do not use if folded.**
 - **Do not use if strongly creased.**
- **Before each use of the heating blanket make sure that it is not damaged.** It should not be used in case of visible damage of the hand control, switches, plug or the heating blanket itself. Please contact the manufacturer or authorised agent prior to any further use.
- **Do not use on a person incapable of movement, a baby, a person insensitive to heat, or animals.** Do not let children play with the device.
- **Ensure that children do not use this device unsupervised.** Children under 8 years of age must not use this device unless a parent or guardian has set the control to the lowest temperature setting 1.
- This device may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the device safely and have understood the resulting dangers.
- **Do not insert pins or other sharp objects.**
- **Do not cover the hand control!** To ensure that the hand control functions correctly, do not place it on or under the heating blanket or cover it with other objects.
- **Make sure that the heating blanket and the cord does not get trapped when used on an adjustable bed.**
- The cable should not be wound around the hand control.
- **If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised agent or similarly qualified persons in order to avoid any hazards.**
- **Do not attempt to open or repair the device yourself.** Special tools are required to re-assemble the device.
- **Allow the device to cool down before folding and storing it in a dry place.** Do not place heavy objects on it to prevent buckling.

 **Not suitable for children between 0-3 years!** Children under 3 years of age are unable to respond to overheating.

1. Contraindications

This device emits very weak electrical and magnetic fields which may disturb the function of your cardiac pacemaker. Therefore, we recommend you to consult your physician and the manufacturer of your cardiac pacemaker before using this device.

2. How to Use a Microlife Heating Blanket

1. Beginning from the foot end spread out the heating blanket flat onto the mattress.
2. After this, pull up the sheet over the bed as usual, so that the heating blanket comes between the mattress and the sheet.
3. **Make sure that the heating blanket is spread out flat without any folds.** Check this while making the bed again as the heating blanket may only be used if it is spread out evenly.
4. Now you can switch on the heating blanket using the hand control. Level 1 corresponds to minimal and level 3 to maximal heating. **For a comfortably warm bed:** approx. 30 minutes before going to bed, switch on the heating blanket to level 3 and cover it with a quilt. After this reduce the heat to levels 1-2: This is especially suited for the use during the entire night.
5. **After 12 hours of continuous use, the heating blanket switches off automatically,** however the indicator light will remain illuminated. To reset the timer and start a new

heating period, move the slider to the off «0» position and then back to the desired heat setting.

6. **Unplug the heating blanket when finished.**

3. Cleaning Instructions

 **WARNING:** Always unplug the power cable from the mains socket before undertaking any cleaning of the product.

1. Detach the plug coupling (and therefore the switch) before starting the wash cycle. Do not allow the hand control to get wet.
2. The heating blanket must not be dry-cleaned.
3. **The heating blanket may be machine washed according to the washing instructions given on the blanket label.** Wash the heating blanket at 40 °C using the gentle wash program for sensitive textiles and a fine-fabric detergent.
4. For laundering put the heating blanket into a laundry bag.
5. Do not spin-dry or use a tumble-dryer.
6. Dry the heating blanket carefully. In order to do so, place it on a clothesline or a rail. Do not attach using clothes pegs. **Never switch the device on for drying.** Do not connect to the power supply before the blanket is completely dry.

 Frequent laundering leads to premature ageing. **Wear and tear as a consequence of frequent or incorrect laundering is excluded from the guarantee.**

 Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. Explanation of Symbols

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
|  | Wash at 40 °C! |  | Do not iron! |
|  | Do not wash! |  | Do not dry-clean! |
|  | Bleaching not permitted! |  | Tumble-dry! |
|  | Iron at low temperature! |  | Do not dry in the tumble dryer! |
|  | Read the instructions carefully before using this device. | | |
|  | Type BF applied part | | |
|  | Electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste. | | |

 Class II equipment

 Lot number

 Manufacturer

 **Operating**
Operating temperature restriction
5 - 40 °C

 **Storage**
Storage temperature restriction
-5 - +40 °C

5. Guarantee

This product is guaranteed for **2 years** from the date of purchase. This guarantee covers the hand control, cable, and the heating blanket itself. This guarantee does not cover incorrect use, acci-

dents or damage resulting from failure to follow instructions, or modifications to the device not carried out by the manufacturer.

The guarantee is only valid upon presentation of the guarantee card completed by the dealer.

6. Technical Specifications

Model: FH 422

Voltage: 220 - 240 V

Power: 90 W

Operating

temperature: 5 - 40 °C

Storage

temperature: -5 - +40 °C

Frequency: 50 Hz

Included Hand control with slider for heat settings,

accessories: heating blanket, instruction manual, guarantee card, packaging

Technical alterations reserved.

7. www.microlife.com

Detailed user information about our products and about our services can be found at www.microlife.com.

Date of production marked on the pad:

Lot number: mm/yyyy.

Date of production: (month/year): mm/yyyy.

Disposal

For disposal of products, please contact the specialized organizations authorized to conduct disposals in accordance with the legislation of the Russian Federation.

Standards compliance:

Declaration of conformity


- **Предназначение:** Грелки электротерапевтические медицинские модели: FH - 80, FH - 300
- **Область применения:** прибор не предназначен для использования в медицинских учреждениях. Только для домашнего использования!
- **Во избежание опасности поражения электрическим током при использовании грелки соблюдайте следующие правила:**
 - Не используйте во влажном состоянии. Если грелка мокрая или влажная, перед использованием полностью высушите ее.
 - Используйте грелку только в сухих помещениях, но не в ванной и т.п.!
 - Каждый раз перед использованием проверяйте, не повреждена ли грелка, т.е. не пользуйтесь ею при наличии видимых повреждений ручного регулятора, переключателей, вилки или же самой электрогрелки.
 - Не втыкайте в грелку булавки или другие острые предметы.
- **Во избежание перегрева:**
 - Не оставляйте включенную электрогрелку без присмотра; при выходе из комнаты выключайте ее.
 - Не пользуйтесь грелкой в сложенном виде.
 - Избегайте сминания грелки.
 - **Не накрывайте ручной регулятор!** Для обеспечения надлежащего функционирования ручного регулятора, не помещайте его на или под грелку и не закрывайте его другими предметами.
 - Не следует накручивать шнур на регулятор.
- **Не использовать на людях, неспособных двигаться, детях, людях, невосприимчивых к теплу или на животных.** Не позволяйте детям играть с электрогрелкой.
- **Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра.** Дети до 8 лет не должны использовать этот прибор, если родители или опекуны не установили контроль на минимальное значение температуры 1.
- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми, которые имеют ограниченные физические, сенсорные, или умственные способности или недостаточные опыт и / или знания, при условии, что они находятся под постоянным надзором или получили инструкции как безопасно использовать прибор и поняли возможную опасность.
- **Продолжительное использование с большой установкой температуры может привести к ожогам кожи.**
- Если прибор предполагается использовать долгое время, например, когда пользователь спит, установочные параметры должны находиться в режиме, рекомендованном для продолжительного использования.
- **Регулярно осматривайте прибор на предмет износа и повреждений.** При наличии признаков износа или повреждения, либо если прибор использовался не по назначению, перед дальнейшим использованием свяжитесь с изготовителем или авторизованным представителем.
- **Во избежание опасности при повреждении шнура питания он должен быть заменен производителем, авторизованным представителем или аналогичным квалифицированным лицом.**
- **Не пытайтесь вскрывать или ремонтировать прибор самостоятельно.** Для повторной сборки прибора необходимы специальные инструменты.
- **Перед складыванием прибора дать ему остыть.** Хранить прибор следует в сухом месте. Не ставьте на прибор тяжелые предметы во избежание его деформации.

⚠ Не подходит для детей в возрасте от 0-3 лет!
Дети до 3 лет не могут реагировать на перегрев.

1. Противопоказания

Прибор испускает очень слабые электромагнитные волны, которые могут нарушить работу кардиостимулятора. Поэтому перед использованием прибора рекомендуем обратиться к врачу и производителю кардиостимулятора.

2. Как пользоваться электрогрелкой Microlife



- ① Съемное покрытие из мягкой ткани, пригодное для стирки. Кнопочная застежка.
- ② Ручной регулятор для установки температуры с индикатором включения.
- ③ Грелка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не используйте грелку без тканевого чехла.

Во время использования оставляйте некоторый воздушный промежуток между электрогрелкой и кожей.

1. Положите чехол ① на ровную поверхность. Расстегните кнопку.
2. Полностью вставьте электрогрелку ③ в чехол, вставляя одну сторону за раз. Убедитесь, что шнур и ручной регулятор ② остались вне чехла.
3. Грелка ляжет ровно и полностью войдет в чехол. Застегните кнопку.
4. Вставьте вилку в розетку сети питания с напряжением 220-240 В переменного тока и установите ползунок ручного регулятора на желаемую температуру.
 - При помощи регулировки ползунка выберите температуру - тем самым грелка включится. Загорится индикатор, означающий, что на прибор подано питание, и он включен.
 - Установка 1 рекомендована для продолжительного использования.
 - Выключить электрогрелку можно, передвинув ползунок в положение «0» - при этом индикатор погаснет.
5. Приложите грелку к нужной части тела.
6. **Приблизительно через 90 минут ручной регулятор электрогрелки автоматически отключит нагреватель,** затем индикатор будет мигать до отключения. Для сброса таймера и запуска следующего периода нагрева переведите ползунок в положение выключения «0», а затем снова на желаемую заданную температуру.
7. По окончании использования отключите прибор от сети.

3. Руководство по очистке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте шнур питания от розетки перед тем, как начать очистку грелки.

1. Снятый с грелки сменный чехол можно подвергать машинной стирке в соответствии с приведенными на нем указаниями по стирке.
 2. Грелку нельзя подвергать машинной стирке или химической чистке!
FH - 80, FH - 300 (поверхность ПВХ) может быть очищена с помощью мягкой влажной ткани.
 3. Не допускайте намочения ручного регулятора. Не пользуйтесь никакими моющими средствами или растворителями, поскольку они могут повредить прибор.
 4. Ни в коем случае не подставляйте ручной регулятор под воду. Иначе влага может проникнуть в ручной регулятор и привести к его повреждению.
 5. Проверьте ручной регулятор на наличие признаков повреждения, перед повторным включением полностью высушите грелку и ее тканевый чехол.
- ☞** Очистка и содержание прибора не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

4. Расшифровка символов

-  Стирать при 40 °С; обычный режим!
-  Глажение запрещено!
-  Не стирать!
-  Чистка запрещена!
-  Не отбеливать!
-  Возможна барабанная сушка; сушка при более низкой температуре!
-  Гладить при низкой температуре!
-  Не применять сушку в барабане!
-  Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.
-  Изделие типа ВФ
-  Электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
-  Оборудование II класса защиты
-  Номер партии
-  Производитель

 **применение**
Ограничение по температуре применения
5 - 40 °С

 **хранение**
Ограничение по температуре хранения
-5 - +40 °С

5. Гарантия

На данный товар предоставляется гарантия **2 года со дня приобретения**. Эта гарантия распространяется на электронный ручной регулятор, шнур и на саму грелку. Данная гарантия не распространяется на неправильное использование, несчастные случаи или повреждения, возникшие вследствие невыполнения инструкций или изменения прибора, произведенного кем-либо, кроме производителя. **Гарантия действительна только при предъявлении гарантийного талона, заполненного сотрудником торговой организации.** Срок службы прибора - 5 лет.

6. Технические характеристики

Модель:	FH - 80, FH - 300
Напряжение:	220 - 240 В 
Мощность:	100 Вт
Диапазон рабочих температур:	5 - 40 °С
Температура хранения:	-5 - +40 °С
Частота:	50 Гц
Комплектация:	Съемный чехол, электрогрелка с ручным регулятором, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

7. www.microlife.ru

Более подробную информацию о нашей продукции Вы можете найти на сайте www.microlife.ru.

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

Дата производства указана на грелке:

Lot number: mm/yyyy

Дата изготовления (месяц/год изготовления): mm/yyyy.

Утилизация

Для утилизации продукции необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие разрешение на проведение утилизации, выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие стандартам:

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2624 от 05.05.2015г.

Уполномоченный представитель производителя

Microlife AG

в России ООО «МИП-Тест», 123001 Москва, Ермолаевский пер., д. 22-26, стр. 1

Телефоны бесплатной горячей линии:

Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (время московское)

для Москвы: +7 (499) 390 18 33

Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (по местному времени)

для регионов: 8 800 550 10 52

- **Предназначение:** Грелки электротерапевтические медицинские модель FH 422
- **Область применения:** прибор не предназначен для использования в медицинских учреждениях. Только для домашнего использования!
- **Используйте электроодеяло:**
 - Исключительно как нижнее одеяло с оригинальным ручным регулятором FH 422.
 - **Не используйте во влажном состоянии.** Перед использованием влажные или мокрые электроодеяла следует тщательно высушить.
 - **Не используйте в сложенном состоянии.**
 - **Не используйте в сильно помятом состоянии.**
- Перед каждым использованием электроодеяла убедиться, что оно не повреждено. Не следует им пользоваться при наличии видимых повреждений регулятора температуры, выключателей, вилки или самого электроодеяла. Перед дальнейшим использованием свяжитесь с изготовителем или авторизованным представителем.
- **Не использовать на людях, неспособных двигаться, детях, людях, невосприимчивых к теплу или на животных.** Не позволяйте детям играть с электрогрелкой.
- **Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра.** Дети до 8 лет не должны использовать этот прибор, если родители или опекуны не установили контроль на минимальное значение температуры 1.
- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми, которые имеют ограниченные физические, сенсорные, или умственные способности или недостаточные опыт и / или знания, при условии, что они находятся под постоянным надзором или получили инструкции как безопасно использовать прибор и поняли возможную опасность.
- **Не вставляйте в электроодеяло булавки или другие острые предметы.**
- **Не накрывайте ручной регулятор!** Для обеспечения надлежащего функционирования ручного регулятора, не размещайте его на или под одеялом, а также не накрывайте его другими предметами.
- При использовании на раздвижной кровати убедитесь, что электроодеяло и шнур не зажаты между кроватями.
- Не следует наматывать шнур на регулятор температуры.
- **Во избежание опасности при повреждении шнура питания он должен быть заменен производителем, авторизованным представителем или аналогичным квалифицированным лицом.**
- **Не пытайтесь вскрывать или ремонтировать прибор самостоятельно.** Для повторной сборки прибора необходимы специальные инструменты.
- **Перед складыванием прибора дать ему остыть.** Хранить прибор следует в сухом месте. Не ставьте на прибор тяжелые предметы во избежание его деформации.

⚠ Не подходит для детей в возрасте от 0-3 лет!
Дети до 3 лет не могут реагировать на перегрев.

1. Противопоказания

Прибор испускает очень слабые электромагнитные волны, которые могут нарушить работу кардиостимулятора. Поэтому перед использованием прибора рекомендуем обратиться к врачу и производителю кардиостимулятора.

2. Как пользоваться электроодеялом Microlife

1. Начиная с нижнего края, расправьте электроодеяло на матрасе.
2. Убедитесь, что электроодеяло расстелено ровно без складок. Проверьте это также, убирая постель, поскольку электроодеяло можно использовать только в расправленном состоянии.
3. Теперь с помощью ручного регулятора можно включить электроодеяло. Уровень 1 соответствует минимальному нагреву, а уровень 3 - максимальному. **Для удобной**

теплой постели: приблизительно за 30 минут перед тем, как лечь спать, включите электроодеяло на уровень 3 и накройте его стеганым одеялом. После этого уменьшите нагрев до уровней 1-2. Это будет особенно удобно при использовании в течение целой ночи.

4. **Через 12 часов непрерывного использования электроодеяло автоматически отключается.** Однако индикатор останется включенным. Для сброса таймера и запуска нового периода нагрева переведите ползунок в положение выключения «0», а затем снова на желаемую температуру.
5. **Отключите электроодеяло от розетки после использования.**

3. Руководство по очистке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте шнур питания от розетки перед тем, как начать очистку грелки.

1. Перед началом стирки отсоедините штекерный разъем, а затем выключатель. Не допускайте намокания регулятора температуры.
2. Электроодеяло нельзя подвергать химической чистке!
3. **Электроодеяло можно подвергать машинной стирке согласно инструкции по стирке, приведенной на этикетке.** Стирку электроодеяла проводите при 40 °С, применяя программу мягкой стирки для чувствительных тканей и моющее средство для тонких тканей.
4. Для стирки вложите электроодеяло в стиральный мешок.
5. Не выкручивайте и не используйте барабанную сушку.
6. Сушите электроодеяло осторожно. Для этого повесьте его на бельевую веревку или на поручень. Не закрепляйте его с помощью прищепок. **Ни в коем случае не используйте для сушки само устройство.** Не включайте питание до полного высыхания одеяла.

☞ Частые стирки приводят к преждевременному износу. На износ и порывы, возникшие вследствие частой **лабо неправильной стирки, гарантия не распространяется.**

☞ Очистка и содержание прибора не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

4. Расшифровка символов

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Стирать при 40 °С; обычный режим! |  | Глажение запрещено! |
|  | Не стирать! |  | Чистка запрещена! |
|  | Не отбеливать! |  | Возможна барабанная сушка; сушка при более низкой температуре! |
|  | Гладить при низкой температуре! |  | Не применять сушку в барабане! |
|  | Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство. | | |
|  | Изделие типа BF | | |
|  | Электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. | | |
|  | Оборудование II класса защиты | | |
|  | Номер партии | | |
|  | Производитель | | |



применение

Ограничение по температуре применения
5 - 40 °С



хранение

Ограничение по температуре хранения
-5 - +40 °С

5. Гарантия

На данное изделие предоставляется гарантия **2 года** со дня покупки. Эта гарантия распространяется на электронный регулятор температуры, кабель и на само электроодеяло. Данная гарантия не распространяется на неправильное использование, несчастные случаи или повреждения, возникшие вследствие невыполнения инструкций или изменения прибора, произведенного кем-либо, кроме изготовителя. **Гарантия действительна только при предъявлении гарантийного талона, заполненного сотрудником торговой организации.** Срок службы прибора - 5 лет.

6. Технические характеристики

Модель:	FN 422
Напряжение:	220 - 240 В <input type="checkbox"/>
Мощность:	90 Вт
Диапазон рабочих температур:	5 - 40 °С
Температура хранения:	-5 - +40 °С
Частота:	50 Гц
Комплектация:	Ручной регулятор температуры, электрическое одеяло, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

7. www.microlife.ru

Более подробную информацию о нашей продукции Вы можете найти на сайте www.microlife.ru.

Дата производства указана на грелке:

Lot number: mm/yyyy

Дата изготовления (месяц/год изготовления): mm/yyyy.

Утилизация

Для утилизации продукции необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие разрешение на проведение утилизации, выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие стандартам:

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2624 от 05.05.2015г.

Уполномоченный представитель производителя

Microlife AG

в России ООО «МИП-Тест», 123001 Москва, Ермолаевский пер., д.22-26, стр.1

Телефоны бесплатной горячей линии:

Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (время московское)
для Москвы: +7 (499) 390 18 33

Часы работы: пн.-пт. 09:00 - 17:00 (по местному времени)
для регионов: 8 800 550 10 52