




РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Велотренажёр Dual Bike
Для тренировки рук и ног
Артикул: B6010



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:



№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Ручки	1	8	Винт установочный с внутренним шестигранником М8*35	2
2	Регулируемая трубка	1	9	Винт установочный с внутренним шестигранником М6*8	4
3	Опорная рама	1	10	Л-образный гаечный ключ	1
4	Верхняя часть стойки	1	11	Рожковый ключ 13-17мм	1
5	Нижняя часть стойки	1	12	Регулировочные ручки М8*16	3
6	Педали	1	13	Прокладка плоская Ф8	8
7	Винт установочный с внутренним шестигранником М8*55	2	14	Прокладка плоская Ф6	4

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

ШАГ 1. Откройте упаковку, достаньте опорную раму (3) и нижнюю часть стойки (5). Соедините детали с помощью винтов (7) и айб (13), используя ключи (10) и (11), как показано на рисунке ниже.



ШАГ 2. Возьмите регулирующую трубку (2) и прикрепите её к опорной раме с помощью винтов (7) и айб (13), используя ключи (10) и (11), как показано на рисунке ниже.



ШАГ 3. Возьмите верхнюю часть стойки (4) и вставьте её в нижнюю часть (5). Закрепите полученную конструкцию с помощью винтов (9) и айб (14), используя ключ (10), как показано на рисунке ниже.



ШАГ 4. Возьмите ручку (12) и вставьте её в регулирующую трубку (2). Затяните ручку (см. рис. ниже).



ШАГ 5. Прикрепите ручки (1) к верхней части стойки (4) с помощью винтов (9) и шайб (14), используя ключ (10). Закрепите на полученной конструкции регулировочную ручку (12). С помощью данной ручки отрегулируйте сопротивление (см. рис. ниже).



ШАГ 6. Прикрепите к тренажёру педали (6) с помощью винтов (8) и шайб (13), используя ключи (10) и (11). Закрепите на полученной конструкции регулировочную ручку (12). С помощью данной ручки отрегулируйте сопротивление (см. рис. ниже).

