



- Складная кресло-коляска.
- Рама изготовлена из хромированной стали.
- Обивка коляски выполнена из кожзаменителя.
- Фиксированные подлокотники.
- Фиксированные подножки, регулируемые по высоте с упорами под пятки.
- Варианты задних колес:
S и SP - колеса со спицами.
- Варианты шин:
S - литые шины.
SP - пневматические с протектором.
- Варианты передних шин: литые.
- Производство: Тайвань (Китай).
- Гарантия: 1 год.



45 см / 62 см



50 см



29 см



40 см



87 см



24"/8"



45 см



30-40 см



100 кг



28 см



103 см



19 кг



S-Колеса со спицами с литыми шинами



SP-Колеса со спицами с пневматическими шинами с протектором