



- Складная кресло-коляска.
- Рама изготовлена из стали с порошковым напылением.
- Нейлоновая обивка сиденья.
- Фиксированные, регулируемые по высоте подножки.
- Варианты задних колес: SU и SPU - колеса со спицами.
- Варианты шин:  
SU - цельнолитые, полиуретановые с протектором.  
SPU - пневматические, полиуретановые с протектором.
- Варианты передних шин: литые.
- Производство: Тайвань (Китай).
- Гарантия: 1 год.



45 см / 62 см



50 см



30 см



SPU-колеса со спицами, пневматические шины с протектором



38 см



89 см



24"/8"



45 см



30 - 40 см



100 кг



SU-колеса со спицами, литые шины с протектором



28 см



103 см



19 кг