

Инструкция по эксплуатации .

Кресло туалетное (складное) каталожный номер DRVW01.



Особенности продукта:

Пластиковое сиденье, алюминиевая конструкция, мягкие подлокотники, регулировка высоты кресла, ведро с крышкой емкостью 5 литров, сиденье для унитаза с крышкой.

Применение:

Складное туалетное кресло. Сборка кресла проста, без использования инструментов. Продукт полезен в уходе за больным, вынужденным постоянно оставаться в постели или пользующимся инвалидной коляской. Позволяет оформление физиологичных потребностей в положении сидя. Это облегчает проводить мероприятия ухода за больными. Стул без ведра может быть помещен над унитазом в туалете.

Технические параметры:

Высота - 64-79 см. Регулировка высоты по 2,5 см.

Ширина - 56 см

Длина- 53 см.

Ширина сиденья- 46 см.

Глубина сиденья- 45 см.

Вес – 7 кг.

Материал – сталь, пластик.

Цвет- серый, черный.

Максимальная нагрузка- 110 кг.

Гарантийный талон. На данное кресло производитель даёт гарантию 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи, которая должна быть указана в гарантийном талоне.

Заполнить! В случае необходимости сделайте копию и отошлите эту копию.

Гарантия

Название модели:

№ товарной накладной:

Идентификационный номер (если есть):

Дата продажи:

Подпись продавца: _____ / _____ /

Печать продавца:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Polska

tel. +48 42 674 83 84

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ:

ООО «МАЙРА РУ»

111394 Москва, Мартеновская ул., д.29

Телефон: +7 495 301 44 75

e-mail: info@meyra.ru сайт: www.meyra.ru