

Модель 1618С0303

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Складная кресло-коляска.
- Рама изготовлена из хромированной стали.
- Обивка сиденья из кожзаменителя.
- Съёмные подлокотники, конструкция которых позволяет подыхать к столу.
- Съёмные, откидные, регулируемые по высоте подножки.
- Варианты задних колес:
 - S и SP - колеса со спицами.
 - M-колеса полиуретановые (Магнум).
- Варианты шин:
 - S - литые шины.
 - SP - пневматические с протектором.
 - M - литые шины.
- Варианты передних шин: литые.
- Производство: Тайвань (Китай).
- Гарантия: 1 год.



38,41,43,45,51см/
56, 61, 61, 64,
68,5 см



50 см



22 см



40 см



87 см



24"/8"



45 см



30-40 см



100 кг



29 см



108 см



M-19 кг
S и SP- 17,5 кг



M-Полиуретановые колеса с литыми шинами (Магнум)



S-Колеса со спицами с литыми шинами



SP-Колеса со спицами с пневматическими шинами с протектором