

Модель 1618C0303 SU/SPU

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Складная кресло-коляска.
- Рама изготовлена из стали с порошковым напылением.
- Обивка сиденья из нейлона.
- Съемные подлокотники, конструкция которых позволяет подъезжать к столу.
- Съемные, откидные, регулируемые по высоте подножки.
- Варианты задних колес: SU и SPU - колеса со спицами.
- Варианты шин:
SU - цельнолитые, полиуретановые с протектором.
SPU - пневматические, полиуретановые с протектором.
- Варианты передних шин: литые.
- Производство: Тайвань (Китай).
- Гарантия: 1 год.



43 см / 62 см



52 см



24 см



38 см



93 см



24"/8"



49 см



30-40 см



100 кг



28 см



110 см



17,5 кг



SPU-колеса со спицами, пневматические шины с протектором



SU-колеса со спицами, литые шины с протектором