



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

" ЩЕЛКОВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР "

141 100, Московская область,  
г. Щёлково,  
ул. Краснознаменская, д. 8, корп. 2

тел. 8 (496) 56-2-51-55  
тел./факс. 8 (496) 56-7-18-47  
E-mail: [guznd@bk.ru](mailto:guznd@bk.ru)

В период с 04 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г. в ГАУЗ МО «Щелковский наркологический диспансер» в опытной эксплуатации находился анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе SAFIR Evolution с принтером, предоставленный компанией ООО «СИМС-2». Целью испытаний было определение метрологических характеристик прибора путем сравнения его показаний с показаниями имеющихся в организации поверенных анализаторов Alcotest 6810, а также оценка данного прибора в плане удобства работы для оператора при эксплуатации в реальных условиях. За указанный период 3-мя разными специалистами было проведено в общей сложности 200 тестов. Показания, полученные приборами SAFIR Evolution и Alcotest 6810 отличались между собой на несколько сотых единиц мг/л, что укладывается в границы допустимой погрешности.

Освоение алгоритма работы с прибором не вызвало у сотрудников каких-либо затруднений, вся информация выводится на русифицированный дисплей, распечатка чека производится без соединительных кабелей между прибором и принтером. По сравнению с Alcotest 6810 анализатор SAFIR Evolution имеет больший вес и габариты, а также дольше готовится к проведению первого теста после включения, однако, учитывая, что данные параметры обусловлены применением спектрофотометрического датчика, такие характеристики оправданы.

Считаем, что данная модель может быть рекомендована к использованию для проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

И.о. главного врача ГАУЗ МО «ЩНД»

А.И.Пикалов

Заведующий диспансерным отделением

Е.Г.Леднев

